

Fixed Angle Rotor 4 x 50 ml Tubes

für iFuge UC02R oder iFuge UC02, max RCF 4750 x g



1 Stück
Artikel-Nr.: 552663 | Biozym

199,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote:Frühlingsaktion
Kategorie: Zubehör Zentrifuge
Produktlinie: iFuge UC02, iFuge UC02R
Produkttyp: Festwinkel, Rotor
Verpackung: 1 Stück