

Fixed Angle Rotor 16 x 15 ml Tubes

für iFuge UC02R oder iFuge UC02, max. RCF 4910 x g



1 Stück

Artikel-Nr.: 552664 | Biozym

249,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote:Frühlingsaktion

Kategorie: Zubehör Zentrifuge

Produktlinie: iFuge UC02, iFuge UC02R

Produkttyp: Festwinkel, Rotor

Verpackung: 1 Stück