

## Glas Tips 1000 - 10000 µl

Glaspipette für Nichipet Eco 1000 - 10000 µl  
Nichiryo Art.Nr. 00-GLT-X



**Nichiryo**

10 Stück

Artikel-Nr.: 67GLTZ | Nichiryo

**113,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Filter:</b>	nein
<b>Graduierung:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	10000 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	Nichiryo
<b>Spezialeigenschaften:</b>	Glaspipettenspitze
<b>Verpackung:</b>	10 Stück

Das System Nichipet ECO:

Die Genauigkeit und Präzision einer Mikropipette plus die Stabilität und Zuverlässigkeit von Glasspitzen – was sind die Vorteile?

Forschungen über „Umwelthormone“ sind dringend erforderlich, um die genaue Ursache und Wirkung auf das menschliche System und wild lebende Tiere zu klären. Für diese Forschung sind Glasspitzen besser geeignet als Standardpipettenspitzen aus Plastik. Die Glasspitze ermöglicht eine verzerrungsfreie Handhabung von Flüssigkeiten für die Analyse von endokrinen Disruptoren.

Es stehen 4 verschiedene Größen für einen großen Volumenbereich zur Verfügung (20 µL bis 10 mL) Die Glasspitze ist mit einem doppelten O-Ring am Gerät befestigt. PTFE-Düse und Keramikkolben im Lieferumfang enthalten.