

## Pipette, 1-Kanal, Nichipet ECO 1000 - 5000 µl

Spezialpipette, Increment 10 µl  
für Glasspitzen Art.Nr. 67GLTX



Abbildung ähnlich

**Nichiryo**

1 Stück

Artikel-Nr.: 65NPC5000 | Nichiryo

**334,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Kanäle:** 1-Kanal  
**Kategorie:** Pipette  
**Marke:** Nichipet ECO  
**Pipettenvolumen:** bis 5000 µl  
**Produkteigenschaft:** für Glasspitzen, manuell  
**Verpackung:** 1 Stück  
**Volumeneigenschaft:** variables Volumen

#### Die Genauigkeit und Präzision einer Mikropipette mit der Stabilität und Zuverlässigkeit von Glasspitzen

- Die Glasspitze ermöglicht eine verzerrungsfreie Handhabung von Flüssigkeiten für die Analyse von Umwelthormonen
- Vier verschiedene Größen für einen großen Volumenbereich. ( 20µl - 10000µl )
- Die Glasspitze ist mit einem doppelten O-Ring am Gerät befestigt
- Wird mit einer PTFE-Düse und einem Keramikkolben geliefert

Forschungen zum Thema „Umwelthormon“ erfolgen immer häufiger, um die genauen Ursachen und Wirkungen auf das menschliche System und wild lebender Tiere zu klären. Besonders für diese Forschung sind Glasspitzen besser geeignet als Pipettenspitzen aus Kunststoff. Je nach Anzahl der Wiederverwendung leisten diese Spitzen auch einen kleinen Beitrag zur Reduzierung von Kunststoffabfällen.

