

Pipette, 1-Kanal, Nichipet ECO 1000 - 10000 µl

Spezialpipette, Increment 50 µl
für Glasspitzen Art.Nr. 67GLTZ



Abbildung ähnlich

Nichiryo

1 Stück

Artikel-Nr.: 65NPC10ML | Nichiryo

349,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kanäle:	1-Kanal
Kategorie:	Pipette
Marke:	Nichipet ECO
Pipettenvolumen:	10000 µl
Produkteigenschaft:	für Glasspitzen, manuell
Verpackung:	1 Stück
Volumeneigenschaft:	variables Volumen

Die Genauigkeit und Präzision einer Mikropipette mit der Stabilität und Zuverlässigkeit von Glasspitzen

- Die Glasspitze ermöglicht eine verzerrungsfreie Handhabung von Flüssigkeiten für die Analyse von Umwelthormonen
- Vier verschiedene Größen für einen großen Volumenbereich. (20µl - 10000µl)
- Die Glasspitze ist mit einem doppelten O-Ring am Gerät befestigt
- Wird mit einer PTFE-Düse und einem Keramikkolben geliefert

Forschungen zum Thema „Umwelthormon“ erfolgen immer häufiger, um die genauen Ursachen und Wirkungen auf das menschliche System und wild lebender Tiere zu klären. Besonders für diese Forschung sind Glasspitzen besser geeignet als Pipettenspitzen aus Kunststoff. Je nach Anzahl der Wiederverwendung leisten diese Spitzen auch einen kleinen Beitrag zur Reduzierung von Kunststoffabfällen.

