

Glasplattentrenner für proPAGE System

CLEAVER SCIENTIFIC BRAND

Zum Trennen der Glasplatten nach dem Gellauf



5 Stück

Artikel-Nr.: 618227 | Cleaver Scientific

45,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Eigenschaften: Glasplattentrenner

Kategorie: Protein-Elektrophorese

Produktlinie: proPAGE

Produkttyp: proPAGE Zubehör

Verpackung: 5 Stück