

15 ml MetalFree Centrifuge Tubes, Flachdeckel

17 x 118 mm



10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes

Artikel-Nr.: LC0111 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3134-340-001-9

139,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Boden: konisch
Deckel: Flachdeckel
Eigenschaft: MetalFree
Sterilität: unsteril
Verpackung: 10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes
Volumen: 15 ml