

50 ml MetalFree Centrifuge Tubes, Flachdeckel

29 x 115 mm



10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes

Artikel-Nr.: LC0131 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3184-340-001-9

185,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

- Boden:** konisch
Deckel: Flachdeckel
Eigenschaft: MetalFree
Sterilität: unsteril
Verpackung: 10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes
Volumen: 50 ml