

## 50 ml MetalFree Centrifuge Tubes, Flachdeckel

29 x 115 mm



10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes

Artikel-Nr.: LC0131 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3184-340-001-9

**157,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Aktionsangebote:**Frühlingsaktion

**Boden:** konisch

**Deckel:** Flachdeckel

**Eigenschaft:** MetalFree

**Sterilität:** unsteril

**Verpackung:** 10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes

**Volumen:** 50 ml