

## Pipette, 1-Kanal, Nichipet EX III 0.1 - 2 $\mu$ l

Increment 0.002  $\mu$ l, UV resistant, Autoklavierbar  
variables Volumen



**Nichiryo**

1 Stück

Artikel-Nr.: 65NPX32 | Nichiryo

**140,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** Frühlingsaktion  
**Kanäle:** 1-Kanal  
**Kategorie:** Pipette  
**Marke:** Nichipet EX III  
**Pipettenvolumen:** bis 2  $\mu$ l  
**Produkteigenschaft:** manuell  
**Verpackung:** 1 Stück  
**Volumeneigenschaft:** variables Volumen

- UV resistente Zählwerkanzeige unter Glasabdeckung
- Hyper Blower System besonders praktisch das Pipettiere von kleinen Volumen
- Verschlussmechanismus gegen versehentliche Volumenverstellung
- Abwurfhülse einfach entfernbar für Arbeiten in sehr engen Gefäßen
- Eindeutige Farbcodierungen