

Pipette, 1-Kanal, Nichipet EX III 2.0 - 20.0 µl

Increment 0.02 µl, UV resistant, Autoklavierbar
variables Volumen



Nichiryo

1 Stück

Artikel-Nr.: 65NPX320 | Nichiryo

140,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion
Kanäle: 1-Kanal
Kategorie: Pipette
Marke: Nichipet EX III
Pipettenvolumen: bis 20 µl
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: variables Volumen

- UV resistente Zählwerkanzeige unter Glasabdeckung
- Hyper Blower System besonders praktisch das Pipettiere von kleinen Volumen
- Verschlussmechanismus gegen versehentliche Volumenverstellung
- Abwurfhülse einfach entfernbar für Arbeiten in sehr engen Gefäßen
- Eindeutige Farbcodierungen