

Pipette, 1-Kanal, Nichipet EX III 1000 - 10000 µl

Increment 10 µl, UV resistant, Autoklavierbar
variables Volumen



Nichiryo

1 Stück

Artikel-Nr.: 65NPX310000 | Nichiryo

243,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal
Kategorie: Pipette
Marke: Nichipet EX III
Pipettenvolumen: bis 10000 µl
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: variables Volumen

- UV resistente Zählwerkanzeige unter Glasabdeckung
- Hyper Blower System besonders praktisch das Pipettiere von kleinen Volumen
- Verschlussmechanismus gegen versehentliche Volumenverstellung
- Abwurfhülse einfach entfernbar für Arbeiten in sehr engen Gefäßen
- Eindeutige Farbcodierungen