

Tube Roller Rack, groß



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

3 Stück
Artikel-Nr.: 553040 | Biozym

69,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Verpackung: 3 Stück

Verdoppeln oder verdreifachen Sie die Kapazität Ihres Rollenmischers mit dem Tube Roller Rack (Kapazität für bis zu 10 Probengefäße)

Vorteile:

- Durch die Erhöhung der Probenkapazität werden weniger Rollenmischer benötigt
- Dies kann bei limitierten Platz hilfreich sein
- Die effektive Drehzahl wird durch eine größere Rotation verlangsamt
- Eine kontrollierte, niedrigere Geschwindigkeit mindert Zellschäden und reduziert somit Probenfehler
- Die gleiche Probenanzahl kann mit einer kleineren Menge an Rollenmischern gemischt werden
- Das Tube Roller Rack kann auch als Aufbewahrungsrack zum Beispiel in Eisbädern verwendet werden
- Das Polypropylengerüst ist robust und autoklavierbar

Spezifikationen:

- Kapazität: 10 Probengefäße
- Material: Polypropylen
- Farbe: blau
- 3 Stück pro Einheit

- Kompatibel mit den meisten Herstellern von Probenröhrchen
- Passend für Blut- und Probenröhrchen (10 ml) sowie Standard 15 ml Tubes (18-20 mm)
- Durchmesser des Tube Rollers: 64,5 mm
- Durchmesser der Halterungen: 15 mm +/- 2,5 mm
- Länge des Tubes Rollers: 280 mm