

## Tube Roller Rack, klein



**Biozym**  
SCIENCE IS OUR BUSINESS

3 Stück  
Artikel-Nr.: 553041 | Biozym

**69,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Verpackung:** 3 Stück

Verdoppeln oder verdreifachen Sie die Kapazität Ihres Rollenmischers mit dem Tube Roller Rack (Kapazität für bis zu 10 Probengefäße)

#### Vorteile:

- Durch die Erhöhung der Probenkapazität werden weniger Rollenmischer benötigt
- Dies kann bei limitierten Platz hilfreich sein
- Die effektive Drehzahl wird durch eine größere Rotation verlangsamt
- Eine kontrollierte, niedrigere Geschwindigkeit mindert Zellschäden und reduziert somit Probenfehler
- Die gleiche Probenanzahl kann mit einer kleineren Menge an Rollenmischern gemischt werden
- Das Tube Roller Rack kann auch als Aufbewahrungsrack zum Beispiel in Eisbädern verwendet werden
- Das Polypropylengerüst ist robust und autoklavierbar

#### Spezifikationen:

- Kapazität: 10 Probengefäße
- Material: Polypropylen
- Farbe: blau
- 3 Stück pro Einheit
- Kompatibel mit den meisten Herstellern von Probenröhrchen

- Passend für Blut- und Probenröhrchen mit einer Länge von 10 bis 17 mm (3,5-7 ml)
- Durchmesser des Tube Rollers: 64,5 mm
- Durchmesser der Halterungen: 12 mm +/- 0,2 mm
- Länge des Tubes Rollers: 239 mm