

BIOFILL Bottle Top Flaschenfiltersystem, 250 ml

0.45 µm High Flow PES Bottle Top Filter Full Assy.
steril



Packung à 12 Stück
Artikel-Nr.: ABC003 | Biozym

129,30 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Durchmesser Membran: 66 mm

Eigenschaft: Filtrationssystem mit Flaschenverschluss

Kategorie: Flaschenfiltersystem

Porengröße Filter: 0.45 µm

Trichterkapazität: 250 ml

Verpackung: Packung à 12 Stück