

## BIOFILL Bottle Top Flaschenfiltersystem, 250 ml

0.45 µm High Flow PES Bottle Top Filter Full Assy  
steril



Packung à 12 Stück  
Artikel-Nr.: ABC003 | Biozym

**90,51 €\***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

<b>Aktionsangebote:</b>	SUMMER-DEALS
<b>Durchmesser Membran:</b>	66 mm
<b>Eigenschaft:</b>	Filtrationssystem mit Flaschenverschluss
<b>Kategorie:</b>	Flaschenfiltersystem
<b>Porengröße Filter:</b>	0.45 µm
<b>Trichterkapazität:</b>	250 ml
<b>Verpackung:</b>	Packung à 12 Stück

- Es handelt sich um sterile Einwegsysteme mit Unterdruck für die sterile Herstellung von Puffern, Gewebekulturmedien, mikrobiologischen Medien und anderen biologischen Flüssigkeiten
- Die Systeme sind mit asymmetrischen 0,1 µm, 0,22 µm und 0,45 µm PES-Membranen erhältlich. - Die PES-Membran weist eine geringe Proteinbindung auf und ist frei von Tensiden.
- Die komplette Einheit umfasst einen Membranfilter, einen Messbecher aus transparentem Polystyrol mit Polyethylen-Halsadapter und eine Polystyrol-Auffangflasche mit separatem sterilem Polyethylen-Verschluss
- Große Kerbungen am Verschluss der Vorratsflasche zum einfachen Aufschrauben
- Die Vorratsflaschen verfügen über griffige Seitenwände für eine verbesserte Handhabung
- Detergenzfrei, für Gewebekulturen geeignet und mit dem Trägergitter heißversiegelt, um die Durchflussrate zu maximieren und Schaumbildung und Denaturierung zu reduzieren
- Jede Einheit ist einzeln verpackt und gamma-sterilisiert
- Zertifiziert pyrogenfrei