

## BIOFILL Bottle Top Flaschenfiltersystem, 500 ml

0.45 µm High Flow PES Bottle Top Filter Full Assy.  
steril



Packung à 12 Stück  
Artikel-Nr.: ABC004 | Biozym

**174,30 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

Durchmesser Membran: 90 mm

Eigenschaft: Filtrationssystem mit Flaschenverschluss

Kategorie: Flaschenfiltersystem

Porengröße Filter: 0.45 µm

Trichterkapazität: 500 ml

Verpackung: Packung à 12 Stück