

BIOFILL Bottle Top Flaschenfiltersystem, 1000 ml

0.45 µm High Flow PES Bottle Top Filter Full Assy.
steril



Packung à 12 Stück
Artikel-Nr.: ABC005 | Biozym

198,70 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Durchmesser Membran: 90 mm

Eigenschaft: Filtrationssystem mit Flaschenverschluss

Kategorie: Flaschenfiltersystem

Porengröße Filter: 0.1 µm

Trichterkapazität: 1000 ml

Verpackung: Packung à 12 Stück