

BIOFILL Bottle Top Flaschenfiltersystem, 1000 ml

0.45 µm High Flow PES Bottle Top Filter Full Assy
steril



Packung à 12 Stück
Artikel-Nr.: ABC005 | Biozym

139,09 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote:	SUMMER-DEALS
Durchmesser Membran:	90 mm
Eigenschaft:	Filtrationssystem mit Flaschenverschluss
Kategorie:	Flaschenfiltersystem
Porengröße Filter:	0.1 µm
Trichterkapazität:	1000 ml
Verpackung:	Packung à 12 Stück

- Es handelt sich um sterile Einwegsysteme mit Unterdruck für die sterile Herstellung von Puffern, Gewebekulturmedien, mikrobiologischen Medien und anderen biologischen Flüssigkeiten
- Die Systeme sind mit asymmetrischen 0,1 µm, 0,22 µm und 0,45 µm PES-Membranen erhältlich. - Die PES-Membran weist eine geringe Proteinbindung auf und ist frei von Tensiden.
- Die komplette Einheit umfasst einen Membranfilter, einen Messbecher aus transparentem Polystyrol mit Polyethylen-Halsadapter und eine Polystyrol-Auffangflasche mit separatem sterilem Polyethylen-Verschluss
- Große Kerbungen am Verschluss der Vorratsflasche zum einfachen Aufschrauben
- Die Vorratsflaschen verfügen über griffige Seitenwände für eine verbesserte Handhabung
- Detergenzfrei, für Gewebekulturen geeignet und mit dem Trägerraster heißversiegelt, um die Durchflussrate zu maximieren und Schaumbildung und Denaturierung zu reduzieren
- Jede Einheit ist einzeln verpackt und gamma-sterilisiert
- Zertifiziert pyrogenfrei