

## BIOFILL Bottle Top Funnel, 500 ml

Trichter mit 0.45 µm PES Membrane  
steril



**Biozym**  
SCIENCE IS OUR BUSINESS

Packung à 24 Stück  
Artikel-Nr.: ABC016 | Biozym

**152,18 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Aktionsangebote:</b>	SUMMER-DEALS
<b>Durchmesser Membran:</b>	90 mm
<b>Eigenschaft:</b>	Trichter mit Flaschenaufsatz
<b>Kategorie:</b>	Flaschenfiltersystem
<b>Porengröße Filter:</b>	0.45 µm
<b>Trichterkapazität:</b>	500 ml
<b>Verpackung:</b>	Packung à 24 Stück

- Es handelt sich um sterile Trichter mit Unterdruck für die sterile Herstellung von Puffern, Gewebekulturmedien, mikrobiologischen Medien und anderen biologischen Flüssigkeiten
- Die Trichter sind mit asymmetrischen 0,1 µm, 0,22 µm und 0,45 µm PES-Membranen erhältlich
- Die PES-Membran weist eine geringe Proteinbindung auf und ist frei von Tensiden
- Detergensfrei, für Gewebekulturen geeignet und mit dem Trägergitter heißversiegelt, um die Durchflussrate zu maximieren und Schaumbildung und Denaturierung zu reduzieren
- Jede Einheit ist einzeln verpackt und gamma-sterilisiert
- Zertifiziert pyrogenfrei