

BIOFILL Bottle Top Funnel, 1000 ml

Trichter mit 0.45 µm PES Membrane
steril



Packung à 24 Stück
Artikel-Nr.: ABC017 | Biozym

173,18 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote:	SUMMER-DEALS
Durchmesser Membran:	90 mm
Eigenschaft:	Trichter mit Flaschenaufsatz
Kategorie:	Flaschenfiltersystem
Porengröße Filter:	0.45 µm
Trichterkapazität:	1000 ml
Verpackung:	Packung à 24 Stück

- Es handelt sich um sterile Trichter mit Unterdruck für die sterile Herstellung von Puffern, Gewebekulturmedien, mikrobiologischen Medien und anderen biologischen Flüssigkeiten
- Die Trichter sind mit asymmetrischen 0,1 µm, 0,22 µm und 0,45 µm PES-Membranen erhältlich
- Die PES-Membran weist eine geringe Proteinbindung auf und ist frei von Tensiden
- Detergensfrei, für Gewebekulturen geeignet und mit dem Trägergitter heißversiegelt, um die Durchflussrate zu maximieren und Schaumbildung und Denaturierung zu reduzieren
- Jede Einheit ist einzeln verpackt und gamma-sterilisiert
- Zertifiziert pyrogenfrei