

BIOFILL Bottle Top Funnel, 1000 ml

Trichter mit 0.45 µm PES Membrane
steril



Packung à 24 Stück
Artikel-Nr.: ABC017 | Biozym

247,40 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Durchmesser Membran: 90 mm

Eigenschaft: Trichter mit Flaschenaufsatz

Kategorie: Flaschenfiltersystem

Porengröße Filter: 0.45 µm

Trichterkapazität: 1000 ml

Verpackung: Packung à 24 Stück