

## Erlenmeyerkolben, 250 ml, PC, Dichtungskappe

Wirbelboden  
einzeln verpackt



Packung à 12 Stück  
Artikel-Nr.: ABC090 | Biozym

**41,58 €\***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** SUMMER-DEALS

**Boden:** Wirbelboden  
**Deckel:** Dichtungskappe  
**Kategorie:** Erlenmeyerkolben  
**Material:** PC  
**Verpackung:** Packung à 12 Stück  
**Volumen:** 250 ml

- Ideal für alle Anwendungen im Bereich der Shaker- und Suspensionszellkulturen, Mediovorbereitung, Mischung, Handhabung von Flüssigkeiten und Lagerung
- Wirbel- oder glatter Boden, je nach Bedarf zur Verbesserung der Belüftung oder zur Verringerung der Scherkräfte
- HDPE-Kappen Option zum Verschließen und Entlüften, um einen ausreichenden Gasaustausch zu ermöglichen
- 0,2-µm-Membranfilter für sterilen Gasaustausch, verhindert wirksam das Eindringen und Austreten von Mikroben, beugt Verschmutzung vor und gewährleistet den Gasaustausch, sodass Zellen oder Bakterien gut wachsen können
- Präzise und schnelle Volumenprüfung dank eingepprägter Skala
- Einzeln verpackt und durch Gammabestrahlung SAL10<sup>6</sup> sterilisiert