

Erlenmeyerkolben, 500 ml, PETG, Dichtungskappe

Flachboden
einzeln verpackt



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

Packung à 12 Stück
Artikel-Nr.: ABC100 | Biozym

51,17 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote: SUMMER-DEALS

Boden: Flachboden
Deckel: Dichtungskappe
Kategorie: Erlenmeyerkolben
Material: PETG
Verpackung: Packung à 12 Stück
Volumen: 500 ml

- Ideal für alle Anwendungen im Bereich der Shaker- und Suspensionszellkulturen, Mediovorbereitung, Mischung, Handhabung von Flüssigkeiten und Lagerung
- Wirbel- oder glatter Boden, je nach Bedarf zur Verbesserung der Belüftung oder zur Verringerung der Scherkräfte
- HDPE-Kappen Option zum Verschließen und Entlüften, um einen ausreichenden Gasaustausch zu ermöglichen
- 0,2-µm-Membranfilter für sterilen Gasaustausch, verhindert wirksam das Eindringen und Austreten von Mikroben, beugt Verschmutzung vor und gewährleistet den Gasaustausch, sodass Zellen oder Bakterien gut wachsen können
- Präzise und schnelle Volumenprüfung dank eingepprägter Skala
- Einzeln verpackt und durch Gammabestrahlung SAL10⁶ sterilisiert