

## Erlenmeyerkolben, 1000 ml, PETG, Dichtungskappe

Flachboden  
einzeln verpackt



**Biozym**  
SCIENCE IS OUR BUSINESS

Packung à 12 Stück  
Artikel-Nr.: ABC102 | Biozym

**82,88 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** SUMMER-DEALS

**Boden:** Flachboden  
**Deckel:** Dichtungskappe  
**Kategorie:** Erlenmeyerkolben  
**Material:** PETG  
**Verpackung:** Packung à 12 Stück  
**Volumen:** 1000 ml

- Ideal für alle Anwendungen im Bereich der Shaker- und Suspensionszellkulturen, Mediovorbereitung, Mischung, Handhabung von Flüssigkeiten und Lagerung
- Wirbel- oder glatter Boden, je nach Bedarf zur Verbesserung der Belüftung oder zur Verringerung der Scherkräfte
- HDPE-Kappen Option zum Verschließen und Entlüften, um einen ausreichenden Gasaustausch zu ermöglichen
- 0,2-µm-Membranfilter für sterilen Gasaustausch, verhindert wirksam das Eindringen und Austreten von Mikroben, beugt Verschmutzung vor und gewährleistet den Gasaustausch, sodass Zellen oder Bakterien gut wachsen können
- Präzise und schnelle Volumenprüfung dank eingepprägter Skala
- Einzeln verpackt und durch Gammabestahlung SAL10<sup>6</sup> sterilisiert