

T25 Zellkulturflasche, Entlüftungskappe, TC

TC behandelt
steril



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

Packung à 200 Stück
Artikel-Nr.: ABC121 | Biozym

114,87 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote:	SUMMER-DEALS
Bereich des Zellwachstums:	25 cm ²
Deckel:	Entlüftungskappe
Eigenschaft:	TC behandelt
Empfohlenes mittleres Volumen:	5 ml – 7.5 ml
Fassungsvermögen:	50 ml
Kategorie:	Zellkulturflasche
Sterilität:	steril
Verpackung:	Packung à 200 Stück

- Behandelte Zellkulturflaschen werden aus hochwertigem reinem Polystyrol hergestellt
- Die behandelten Kulturflaschen wurden einer Vakuum-Plasmabehandlung unterzogen, um ein gleichmäßiges Wachstum zu gewährleisten
- Flache, hochtransparente Polystyrol-Oberfläche für verzerrungsfreies, gleichmäßiges Wachstum
- Abgewinkelter Flaschenhals für einfachen Zugang zu den Ecken der Flaschen
- Mattierter Schreibbereich mit klar geprägter Skalenmarkierung
- Präzise konstruiert für stabile Stapelbarkeit
- Die Kulturflasche verfügt über einen atmungsaktiven, belüfteten Verschluss mit einer 0,22 µm hydrophoben Filtermembran, um einen Gasaustausch ohne Kontamination zu gewährleisten
- Sterilisiert durch E-Beam, sterile Platten wurden gemäß ISO 11137 validiert