

T175 Zellkulturflasche, Dichtungskappe, TC

TC behandelt
steril



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

Packung à 40 Stück
Artikel-Nr.: ABC124 | Biozym

111,70 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Bereich des Zellwachstums:	175 cm ²
Deckel:	Dichtungskappe
Eigenschaft:	TC behandelt
Empfohlenes mittleres Volumen:	35 ml – 52.5 ml
Fassungsvermögen:	750 ml
Kategorie:	Zellkulturflasche
Sterilität:	steril
Verpackung:	Packung à 40 Stück