

## T175 Zellkulturflasche, Entlüftungskappe, TC

TC behandelt  
steril



**Biozym**  
SCIENCE IS OUR BUSINESS

Packung à 40 Stück  
Artikel-Nr.: ABC125 | Biozym

**87,92 €\***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

<b>Aktionsangebote:</b>	SUMMER-DEALS
<b>Bereich des Zellwachstums:</b>	175 cm <sup>2</sup>
<b>Deckel:</b>	Entlüftungskappe
<b>Eigenschaft:</b>	TC behandelt
<b>Empfohlenes mittleres Volumen:</b>	35 ml – 52.5 ml
<b>Fassungsvermögen:</b>	750 ml
<b>Kategorie:</b>	Zellkulturflasche
<b>Sterilität:</b>	steril
<b>Verpackung:</b>	Packung à 40 Stück

- Behandelte Zellkulturflaschen werden aus hochwertigem reinem Polystyrol hergestellt
- Die behandelten Kulturflaschen wurden einer Vakuum-Plasmabehandlung unterzogen, um ein gleichmäßiges Wachstum zu gewährleisten
- Flache, hochtransparente Polystyrol-Oberfläche für verzerrungsfreies, gleichmäßiges Wachstum
- Abgewinkelter Flaschenhals für einfachen Zugang zu den Ecken der Flaschen
- Mattierter Schreibbereich mit klar geprägter Skalenmarkierung
- Präzise konstruiert für stabile Stapelbarkeit
- Die Kulturflasche verfügt über einen atmungsaktiven, belüfteten Verschluss mit einer 0,22 µm hydrophoben Filtermembran, um einen Gasaustausch ohne Kontamination zu gewährleisten
- Sterilisiert durch E-Beam, sterile Platten wurden gemäß ISO 11137 validiert