

T225 Zellkulturflasche, Entlüftungskappe, TC

TC behandelt
steril



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

Packung à 25 Stück
Artikel-Nr.: ABC127 | Biozym

83,09 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote:	SUMMER-DEALS
Bereich des Zellwachstums:	225 cm ²
Deckel:	Entlüftungskappe
Eigenschaft:	TC behandelt
Empfohlenes mittleres Volumen:	45 ml – 67.5 ml
Fassungsvermögen:	950 ml
Kategorie:	Zellkulturflasche
Sterilität:	steril
Verpackung:	Packung à 25 Stück

- Behandelte Zellkulturflaschen werden aus hochwertigem reinem Polystyrol hergestellt
- Die behandelten Kulturflaschen wurden einer Vakuum-Plasmabehandlung unterzogen, um ein gleichmäßiges Wachstum zu gewährleisten
- Flache, hochtransparente Polystyrol-Oberfläche für verzerrungsfreies, gleichmäßiges Wachstum
- Abgewinkelter Flaschenhals für einfachen Zugang zu den Ecken der Flaschen
- Mattierter Schreibbereich mit klar geprägter Skalenmarkierung
- Präzise konstruiert für stabile Stapelbarkeit
- Die Kulturflasche verfügt über einen atmungsaktiven, belüfteten Verschluss mit einer 0,22 µm hydrophoben Filtermembran, um einen Gasaustausch ohne Kontamination zu gewährleisten
- Sterilisiert durch E-Beam, sterile Platten wurden gemäß ISO 11137 validiert