

## T25 Zellkulturflasche, Dichtungskappe

unbehandelt  
steril



**Biozym**  
SCIENCE IS OUR BUSINESS

Packung à 200 Stück  
Artikel-Nr.: ABC128 | Biozym

**110,39 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Aktionsangebote:</b>	SUMMER-DEALS
<b>Bereich des Zellwachstums:</b>	25 cm <sup>2</sup>
<b>Deckel:</b>	Dichtungskappe
<b>Eigenschaft:</b>	unbehandelt
<b>Empfohlenes mittleres Volumen:</b>	5 ml – 7.5 ml
<b>Fassungsvermögen:</b>	50 ml
<b>Kategorie:</b>	Zellkulturflasche
<b>Sterilität:</b>	steril
<b>Verpackung:</b>	Packung à 200 Stück

- Flache, hochtransparente Polystyrol-Oberfläche für verzerrungsfreies, gleichmäßiges Wachstum
- Abgewinkelter Flaschenhals für einfachen Zugang zu den Ecken der Flaschen
- Mattierter Schreibbereich mit klar geprägter Skalenmarkierung
- Präzise konstruiert für stabile Stapelbarkeit
- Die Kulturflasche verfügt über einen atmungsaktiven, belüfteten Verschluss mit einer 0,22 µm hydrophoben Filtermembran, um einen Gasaustausch ohne Kontamination zu gewährleisten
- Sterilisiert durch E-Beam, sterile Platten wurden gemäß ISO 11137 validiert.