

T75 Zellkulturflasche, Entlüftungskappe

unbehandelt
steril



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

Packung à 100 Stück
Artikel-Nr.: ABC131 | Biozym

120,61 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote:	SUMMER-DEALS
Bereich des Zellwachstums:	75 cm ²
Deckel:	Entlüftungskappe
Eigenschaft:	unbehandelt
Empfohlenes mittleres Volumen:	15 ml – 22.5 ml
Fassungsvermögen:	250 ml
Kategorie:	Zellkulturflasche
Sterilität:	steril
Verpackung:	Packung à 100 Stück

- Flache, hochtransparente Polystyrol-Oberfläche für verzerrungsfreies, gleichmäßiges Wachstum
- Abgewinkelter Flaschenhals für einfachen Zugang zu den Ecken der Flaschen
- Mattierter Schreibbereich mit klar geprägter Skalenmarkierung
- Präzise konstruiert für stabile Stapelbarkeit
- Die Kulturflasche verfügt über einen atmungsaktiven, belüfteten Verschluss mit einer 0,22 µm hydrophoben Filtermembran, um einen Gasaustausch ohne Kontamination zu gewährleisten
- Sterilisiert durch E-Beam, sterile Platten wurden gemäß ISO 11137 validiert.