

T175 Zellkulturflasche, Dichtungskappe

unbehandelt
steril



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

Packung à 40 Stück
Artikel-Nr.: ABC132 | Biozym

82,04 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote:	SUMMER-DEALS
Bereich des Zellwachstums:	175 cm ²
Deckel:	Dichtungskappe
Eigenschaft:	unbehandelt
Empfohlenes mittleres Volumen:	35 ml – 52.5 ml
Fassungsvermögen:	750 ml
Kategorie:	Zellkulturflasche
Sterilität:	steril
Verpackung:	Packung à 40 Stück

- Flache, hochtransparente Polystyrol-Oberfläche für verzerrungsfreies, gleichmäßiges Wachstum
- Abgewinkelter Flaschenhals für einfachen Zugang zu den Ecken der Flaschen
- Mattierter Schreibbereich mit klar geprägter Skalenmarkierung
- Präzise konstruiert für stabile Stapelbarkeit
- Die Kulturflasche verfügt über einen atmungsaktiven, belüfteten Verschluss mit einer 0,22 µm hydrophoben Filtermembran, um einen Gasaustausch ohne Kontamination zu gewährleisten
- Sterilisiert durch E-Beam, sterile Platten wurden gemäß ISO 11137 validiert.