

## Reaktionsgefäße, PP, 1.5 ml

DNase, RNase, Human DNA, ATP, Pyrogen Frei  
graduiert, mit Schriftfeld



Packung à 500 Stück  
Artikel-Nr.: ABT002 | Biozym

**7,91 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** SUMMER-DEALS

**Deckel:** Flachdeckel  
**Farbe:** farblos  
**Graduierung:** graduiert  
**Kategorie:** Reaktionsgefäße  
**Material:** PP  
**Verpackung:** Packung à 500 Stück  
**Volumen:** 1.5 ml

Reaktionsgefäße

- können zwischen -80° C und 121 °C und mit verschiedenen organischen Lösungsmitteln verwendet werden
- bis 20.000 xg RCF\* zentrifugierbar