

Reaktionsgefäße, PP, 2.0 ml

DNase, RNase, Human DNA, ATP, Pyrogen Frei
graduiert, mit Schriftfeld



Packung à 500 Stück
Artikel-Nr.: ABT003 | Biozym

9,52 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote: SUMMER-DEALS

Deckel: Flachdeckel
Farbe: farblos
Graduierung: graduiert
Kategorie: Reaktionsgefäße
Material: PP
Verpackung: Packung à 500 Stück
Volumen: 2.0 ml

Reaktionsgefäße

- können zwischen -80° C und 121 °C und mit verschiedenen organischen Lösungsmitteln verwendet werden
- bis 20.000 xg RCF* zentrifugierbar