

Zentrifugengefäße, konisch, PP, 15 ml

DNase, RNase, Human DNA, ATP, Pyrogen Frei
Bidirektionale Graduierung



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

20 Packungen à 25 Stück
Artikel-Nr.: ABT101 | Biozym

51,03 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote: SUMMER-DEALS

Boden: konisch
Deckel: Flachdeckel
Eigenschaft: Bidirektionale Graduierung
Sterilität: unsteril
Verpackung: 20 Packungen à 25 Stück
Volumen: 15 ml

Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden, PP

- Der perfekte Griff am Schraubverschluss sorgt für sichere Kontrolle des Verschlusses bei Nässe.
- Gleichmäßige Wandstärke für maximale G-Kraft von 18.000 g RCF.
- Geeignet für Temperaturen zwischen -80 °C und +121 °C.

Der Verschluss

- Das speziell entwickelte Flachgewinde gewährleistet einen perfekten vakuumdichten Verschluss, macht ihn auslaufsicher und verhindert ein Überdrehen des Verschlusses.
- Die einzigartige Stopfendichtung sorgt für perfekte Abdichtung und Auslaufsicherheit.