

Zentrifugengefäße, konisch, PP, 50 ml, freistehend

DNase, RNase, Human DNA, ATP, Pyrogen Frei
Bidirektionale Graduierung, Bulk



Packung à 500 Stück
Artikel-Nr.: ABT132 | Biozym

65,03 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote: SUMMER-DEALS

Boden: konisch mit Stehrand
Deckel: Flachdeckel
Eigenschaft: Bidirektionale Graduierung
Sterilität: unsteril
Verpackung: Packung à 500 Stück
Volumen: 50 ml

Zentrifugenröhrchen, freistehend PP

- Der perfekte Griff am Schraubverschluss sorgt für sichere Kontrolle des Verschlusses bei Nässe.
- Gleichmäßige Wandstärke für maximale G-Kraft von 18.000 g RCF.
- Geeignet für Temperaturen zwischen -80 °C und +121 °C.

Der Verschluss

- Das speziell entwickelte Flachgewinde gewährleistet einen perfekten vakuumdichten Verschluss, macht ihn auslaufsicher und verhindert ein Überdrehen des Verschlusses.
- Die einzigartige Stopfendichtung sorgt für perfekte Abdichtung und Auslaufsicherheit.