

ZentrifugengefäÙe, konisch, PP, 15 ml

DNase, RNase, Human DNA, ATP, Pyrogen Frei
Spurenmetall-frei, Graduierung, Bulk



Packung à 500 Stück
Artikel-Nr.: ABT180 | Biozym

74,90 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote:SUMMER-DEALS

Boden: konisch
Deckel: Flachdeckel
Eigenschaft: Spurenmetall-frei
Sterilität: unsteril
Verpackung: Packung à 500 Stück
Volumen: 15 ml

Spurenmetallfreie Zentrifugenröhrchen

15 ml CT (konischer Boden) mit 20000*g RCF

Diese Spurenmetallfreie Zentrifugenröhrchen werden speziell hergestellt, um sicherzustellen, dass gängige Spurenmetalle und -elemente, die Experimente beeinträchtigen können, unter einem ICP-MS-Nachweiswert von einem Teil pro Milliarde (< 1 ppb) liegen. Zu den in die Tests einbezogenen Metallen gehören: Zink, Bor, Eisen, Kupfer, Mangan, Aluminium, Silizium, Nickel, Vanadium, Phosphor, Kobalt, Chrom, Lithium, Selen, Cadmium, Quecksilber, Arsen und Blei.