

Messbecher, TPX, 500 ml

ohne Griff



Packung à 6 Stück
Artikel-Nr.: ABL074 | Biozym

33,53 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Jubiläumsaktion

Kategorie: Messbecher

Material: TPX

Verpackung: Packung à 6 Stück

Volumen: 500 ml

- Hergestellt unter Verwendung von hochreinem Polymethylpenten (TPX)
- Das TPX-Material hat den entscheidenden Vorteil einer hohen Transparenz und chemischen Beständigkeit und verfügt außerdem über eine höhere Wärmebeständigkeit als PP-Becher
- Der konische Stapelstil spart Platz und erleichtert die Handhabung
- Alle Größen verfügen über gut lesbare, siebgedruckte Graduierungen
- Präzise Ausgießer