

Messbecher, TPX, 10000 ml

ohne Griff



1 Stück

Artikel-Nr.: ABL078 | Biozym

52,57 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Jubiläumsaktion

Kategorie: Messbecher

Material: TPX

Verpackung: 1 Stück

Volumen: 10000 ml

- Hergestellt unter Verwendung von hochreinem Polymethylpenten (TPX)
- Das TPX-Material hat den entscheidenden Vorteil einer hohen Transparenz und chemischen Beständigkeit und verfügt außerdem über eine höhere Wärmebeständigkeit als PP-Becher
- Der konische Stapelstil spart Platz und erleichtert die Handhabung
- Alle Größen verfügen über gut lesbare, siebgedruckte Graduierungen
- Präzise Ausgießer