

Messbecher, TPX, 100 ml

mit Griff



Packung à 6 Stück
Artikel-Nr.: ABL092 | Biozym

13,23 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote: Jubiläumsaktion

Kategorie: Messbecher

Material: TPX

Verpackung: Packung à 6 Stück

Volumen: 100 ml

- Hergestellt unter Verwendung von hochreinem Polymethylpenten (TPX)
- Das TPX-Material hat den entscheidenden Vorteil einer hohen Transparenz und chemischen Beständigkeit und verfügt außerdem über eine höhere Wärmebeständigkeit als PP-Becher
- Alle Größen verfügen über gut lesbare, siebgedruckte Graduierungen
- Präzise Ausgießer