

Messbecher, TPX, 2000 ml

mit Griff



Packung à 4 Stück
Artikel-Nr.: ABL096 | Biozym

55,79 €*^{*}

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Jubiläumsaktion

Kategorie: Messbecher

Material: TPX

Verpackung: Packung à 4 Stück

Volumen: 2000 ml

- Hergestellt unter Verwendung von hochreinem Polymethylpenten (TPX)
- Das TPX-Material hat den entscheidenden Vorteil einer hohen Transparenz und chemischen Beständigkeit und verfügt außerdem über eine höhere Wärmebeständigkeit als PP-Becher
- Alle Größen verfügen über gut lesbare, siebgedruckte Graduierungen
- Präzise Ausgießer