

Messzylinder, TPX, 1000 ml

Genauigkeitsanforderungen Klasse "B"



Abbildung ähnlich

Packung à 3 Stück
Artikel-Nr.: ABL047 | Biozym

58,94 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote:	Jubiläumsaktion
Genauigkeitsanforderungen:	Klasse B
Kategorie:	Messzylinder
Material:	TPX
Verpackung:	Packung à 3 Stück
Volumen:	1000 ml

- Diese transparenten Messzylinder bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Eingegossene große, übersichtliche und gut lesbare Skalierung
- Die sechseckige Form verleiht der Basis Stabilität
- Die Zylinder verfügen über einen großzügigen Ausgießer für einen reibungslosen Flüssigkeitsfluss beim Ausgießen