

Messzylinder, TPX, 25 ml

inkl. Konformitätszertifikat
Genauigkeitsanforderungen Klasse "A"



1 Stück

Artikel-Nr.: ABL052 | Biozym

5,46 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote:	Jubiläumsaktion
Genauigkeitsanforderungen:	Klasse A
Kategorie:	Messzylinder
Material:	TPX
Verpackung:	1 Stück
Volumen:	25 ml

- Diese transparenten Messzylinder bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Eingegossene große, übersichtliche und gut lesbare Skalierung
- Die sechseckige Form verleiht der Basis Stabilität
- Die Zylinder verfügen über einen großzügigen Ausgießer für einen reibungslosen Flüssigkeitsfluss beim Ausgießen
- Erfüllt die Genauigkeitsanforderungen der Klasse A gemäß „DIN 12681/ ISO 6706“