

Messzylinder, TPX, 1000 ml

inkl. Konformitätszertifikat
Genauigkeitsanforderungen Klasse "A"



Abbildung ähnlich



1 Stück
Artikel-Nr.: ABL057 | Biozym

36,82 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote: Jubiläumsaktion
Genauigkeitsanforderungen: Klasse A
Kategorie: Messzylinder
Material: TPX
Verpackung: 1 Stück
Volumen: 1000 ml

- Diese transparenten Messzylinder bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Eingegossene große, übersichtliche und gut lesbare Skalierung
- Die sechseckige Form verleiht der Basis Stabilität
- Die Zylinder verfügen über einen großzügigen Ausgießer für einen reibungslosen Flüssigkeitsfluss beim Ausgießen
- Erfüllt die Genauigkeitsanforderungen der Klasse A gemäß „DIN 12681/ ISO 6706“