

Messkolben TPX, 100 ml

Genauigkeitsanforderungen Klasse "B"



Abbildung ähnlich

Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

1 Stück

Artikel-Nr.: ABL013 | Biozym

22,33 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote: SUMMER-DEALS

Kategorie: Messkolben

Material: TPX

Verpackung: 1 Stück

Volumen: 100 ml

- Messkolben aus medizinischem TPX-Polymer gemäß 21 CFR hergestellt
- Frei von Schwermetallen und Naturkautschuk
- Diese Kolben bestehen aus glasähnlichem TPX
- Hervorragende Klarheit und werden mit Polypropylen-Stopfen geliefert
- Es wird empfohlen, diese Kolben bei maximal 60 °C zu waschen