

Messkolben TPX, 250 ml

Genauigkeitsanforderungen Klasse "B"



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

1 Stück
Artikel-Nr.: ABL014 | Biozym

27,51 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote: SUMMER-DEALS

Kategorie: Messkolben

Material: TPX

Verpackung: 1 Stück

Volumen: 250 ml

- Messkolben aus medizinischem TPX-Polymer gemäß 21 CFR hergestellt
- Frei von Schwermetallen und Naturkautschuk
- Diese Kolben bestehen aus glasähnlichem TPX
- Hervorragende Klarheit und werden mit Polypropylen-Stopfen geliefert
- Es wird empfohlen, diese Kolben bei maximal 60 °C zu waschen