

Weithalsrundkanister, PP, 20 l

Deckel PP
Autoklavierbar



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

1 Stück
Artikel-Nr.: ABB523 | Biozym

60,13 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote: SUMMER-DEALS

Autoklavierbar: ja

Kapazität: 20 l

Kategorie: Weithalsrundkanister

Material: PP

Verpackung: 1 Stück

- Die Kanister werden aus hochreinem, neuen Polypropylen (PP) der medizinischen Klasse VI gemäß USP hergestellt
- Werden mit einem sicheren Verschlussdeckel für mehr Sicherheit und längere Haltbarkeit geliefert
- Können zur Lagerung und zum Versand von Reagenzien, Chemikalien, Kulturmedien und Standards verwendet werden
- Sind sehr robust und langlebig für den dauerhaften Gebrauch und verfügen über stabile Tragegriffe auf beiden Seiten
- Mit weitem Hals zum einfachen Entnehmen und Nachfüllen von des Inhalts
- Kann bei Temperaturen unter 0 °C verwendet werden
- Hervorragende Chemikalienbeständigkeit
- Die breite Öffnung ermöglicht einen effizienteren Ein- und Auslass von Flüssigkeiten und verringert die Gefahr von Verschmutzungen.