

Weithalskanister mit Absperrhahn, HDPE, 30 l

Deckel PP
Nicht Autoklavierbar



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

1 Stück
Artikel-Nr.: ABB511 | Biozym

97,79 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote: SUMMER-DEALS

Autoklavierbar: nein

Kapazität: 30 l

Kategorie: Weithalskanister

Material: HDPE

Verpackung: 1 Stück

- Die Kanister werden aus hochreinem, neuen Polypropylen (PP) der medizinischen Klasse VI gemäß USP hergestellt
- Werden mit einem sicheren Verschlussdeckel für mehr Sicherheit und längere Haltbarkeit geliefert
- Können zur Lagerung und zum Versand von Reagenzien, Chemikalien, Kulturmedien und Standards verwendet werden
- Sind sehr robust und langlebig für den dauerhaften Gebrauch und verfügen über stabile Tragegriffe auf beiden Seiten
- Mit hochwertigem und langlebigem Absperrhahn oder Wasserhahn zum einfachen Entnehmen des Inhalts
- Kann bei Temperaturen unter 0 °C verwendet werden
- Hervorragende Chemikalienbeständigkeit