

## Weithalskanister mit Korkstopfen, HDPE, 100 l

Deckel PP  
Nicht Autoklavierbar



**Biozym**  
SCIENCE IS OUR BUSINESS

1 Stück  
Artikel-Nr.: ABB513 | Biozym

**249,90 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** SUMMER-DEALS

**Autoklavierbar:** nein

**Kapazität:** 100 l

**Kategorie:** Weithalskanister

**Material:** HDPE

**Verpackung:** 1 Stück

- Die Kanister werden aus hochreinem, neuen Polypropylen (PP) der medizinischen Klasse VI gemäß USP hergestellt
- Werden mit einem sicheren Verschlussdeckel für mehr Sicherheit und längere Haltbarkeit geliefert
- Können zur Lagerung und zum Versand von Reagenzien, Chemikalien, Kulturmedien und Standards verwendet werden
- Sind sehr robust und langlebig für den dauerhaften Gebrauch und verfügen über stabile Tragegriffe auf beiden Seiten
- Mit hochwertigem und langlebigem Absperrhahn oder Wasserhahn zum einfachen Entnehmen des Inhalts
- Kann bei Temperaturen unter 0 °C verwendet werden
- Hervorragende Chemikalienbeständigkeit