

Weithalskanister mit Korkstopfen, HDPE, 100 l

Deckel PP
Nicht Autoklavierbar



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

1 Stück
Artikel-Nr.: ABB513 | Biozym

357,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Autoklavierbar: nein
Kapazität: 100 l
Kategorie: Weithalskanister
Material: HDPE
Verpackung: 1 Stück

- Diese Ballons werden aus hochreinem, neuwertigem Polypropylen (PP) in medizinischer Qualität (USP Klasse VI) hergestellt.
- Sie verfügen über einen sicheren Verschluss für optimale Sicherheit und Langzeitlagerung.
- Sie eignen sich zur Lagerung und zum Versand von Reagenzien, Chemikalien, Kulturmedien und Standards.
- Diese robusten Ballons mit ihrer großen Weithalsöffnung eignen sich für große Volumina.
- Äußerst stabil und langlebig und verfügen über stabile Tragegriffe an beiden Seiten.
- Der hochwertige und langlebige Hahn ermöglicht die einfache Entnahme von Flüssigkeiten, Chemikalien, Reagenzien, Kulturmedien und Standards.
- Hervorragende Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Laborreagenzien.